



¡Confiar pero verificar!

¿Necesita una solución fiable para controlar la temperatura?

Preciso, inalámbrico y cómodo

Nuestro Registrador de última generación, la Estación Base y las aplicaciones web temperature.cloud proporcionan la combinación perfecta de precisión, comodidad y seguimiento en tiempo real. Permítanos mostrarle por qué el sistema Cypress Control es ideal para sus necesidades de control de temperatura.





El registrador inalámbrico



Ver más

Precisión y comodidad inigualables.

Nuestro registrador inalámbrico ha sido diseñado para medir temperaturas con una precisión y exactitud inigualables. Con una impresionante precisión de +/- 0,3 °C en el rango de -30 °C a +45 °C, puede confiar en la fiabilidad de nuestro dispositivo. Su tamaño compacto y diseño ligero facilitan su uso y transporte.

Perfecto para controlar

Nuestro Registrador registra la temperatura una vez por minuto. Se trata de una característica esencial para mantener una buena trazabilidad en sectores como la alimentación, la medicina, la informática, los productos perecederos...

La coherencia en el control de la temperatura es fundamental, ya que permite identificar y resolver rápidamente posibles problemas, garantizando la calidad, seguridad y rentabilidad del producto.

Ideal para envíos

El registrador dispone de un modo avión para realizar un seguimiento seguro de sus envíos aéreos. Su tamaño compacto y diseño ligero facilitan su uso y transporte.

Batería extraordinaria

El registrador lleva incorporada una batería recargable de iones de litio que dura hasta 6 semanas a 20 °C.



La Estación Base

Mostrar, avisar y cargar.

Esta unidad de comunicación captura las mediciones de su registrador y las envía directamente a log.temperature.cloud. Manténgase informado sobre problemas de temperatura, cortes de electricidad o restauraciones mediante alertas de texto. ¡Descubra más funciones hoy mismo!



Ver más

Aproveche el poder de las redes móviles

A diferencia de las redes WiFi tradicionales, la Estación Base no requiere complicadas configuraciones de cortafuegos. La instalación es tan sencilla como enchufar y listo, lo que le ofrece una experiencia de configuración sin problemas y sin esfuerzo. Las ventajas no acaban con la instalación. El uso de una red móvil garantiza que reciba las notificaciones a tiempo, incluso durante un apagón. Equipada con una batería integrada, la Estación Base permanece operativa durante los cortes de electricidad, garantizando que nunca se quede a oscuras.

Log.temperature.cloud



Locations

EN

Locations

Protocols

Base Stations

Loggers

Contacts

Groups

Password

Logout

Quick Search



ADD LOCATION

Name	Description	Start	End	Logger	Graph	Actions
Fridge Lab 3	SN: 81.794.331.6 Manufacturer & Model: Liebherr ProfiLine GKV 6410	April 24, 2023 at 15:00		CC-L-A-00000200	No data for last 24 hours	
Freezer Lab 1	SN: 33.185.476.1 Manufacturer & Model: Liebherr GNP 5255	April 24, 2023 at 16:03		CC-L-A-00000122		
Fridge Lab 2	SN: 85.803.756.2 Manufacturer & Model: Liebherr ProfiLine GKV 6410	April 24, 2023 at 16:22		CC-L-A-00000124		
Fridge Lab 1	SN: 85.805.233.6 Manufacturer & Model: Liebherr ProfiLine GKV 6410	April 24, 2023 at 16:33		CC-L-A-00000204		
Temperature R&D Lab	Room temperature of R&D Lab. Logger is situated on top of Fridge Lab 2	April 25, 2023 at 13:29		CC-L-A-00000121		

La aplicación web temperature.cloud

Control en tiempo real simplificado

Informes a medida

Diseñado con un profundo conocimiento de los diversos requisitos de temperatura de los distintos productos, Temperature.cloud proporciona informes y análisis personalizados para garantizar los más altos niveles de seguridad y calidad.

“Temperature.cloud va más allá del mero control de temperatura; se trata de extraer información valiosa de los datos capturados, lo que le permite ir un paso por delante y tomar decisiones informadas.”

¿Enlace público?

La función de enlace público mejora la colaboración, facilitando el intercambio de gráficos en tiempo real para su análisis colectivo.



Contact: e-mail: marketing@cypresscontrol.com
tel: + 32 (0)15 67 67 68
Nijverheidsstraat 8
2235 Hulshout
Bélgica
URL: www.temperature.cloud

Su distribuidor

CC Brochure ES
Fecha de publicación: 2023-11-07

Aviso: esta información se brinda únicamente a título informativo y puede modificarse sin previo aviso.
Utilice la documentación suministrada con los productos. En caso de duda, póngase en contacto con helpdesk@cypresscontrol.com.